

# ANLEITUNG 24H-SAMMELHARN MIT SÄURE



## ACHTUNG

Die Stabilisierungslösung ist ätzend! Nicht mit den Schleimhäuten in Berührung bringen!  
Den 24-Harnbehälter von Kindern fernhalten! Wegen der Spritzgefahr niemals direkt in das  
Sammelgefäß urinieren, sondern aus einem sauberen Harnbecher vorsichtig dazu gießen!  
Sollte es dennoch zu Hautkontakt gekommen sein, muss sofort gründlich mit Wasser gespült  
werden, gegebenenfalls ist ein Arzt oder eine Ärztin aufzusuchen.

## BEREITGESTELLTE MATERIALIEN:



24H-HARNBEHÄLTER  
MIT SÄURE



HARNBECHER

Patient\*in:  
Vor-und Nachname

.....

Harnmenge (ml)

Vers. Nr.

Geb.

.....

Datum

Unterschrift

.....

1

### ERSTER MORGENHARN

Entleeren Sie Ihre Blase am Morgen in die Toilette.

2

### BEGINN DER HARNSAMMLUNG

Starten Sie mit der nächsten Blasenentleerung die Harnsammlung. Urinieren Sie in den Harnbecher und überführen Sie anschließend den Harn in den 24-Harnbehälter. Diese Sammlung setzen Sie bis zum folgenden Morgen fort (auch nachts).

Bitte notieren Sie Datum und Uhrzeit der ersten Sammlung:

Datum

Uhrzeit

.....

3

### ENDE DER HARNSAMMLUNG

Die Blasenentleerung direkt nach dem Aufstehen am darauffolgenden Morgen ist der letzte Harn für die Sammlung. Dann ist die Sammelperiode beendet.

Bitte notieren Sie Datum und Uhrzeit der letzten Sammlung:

Datum

Uhrzeit

.....

4

### SAMMELBEHÄLTER ABGABE

Bringen Sie den gefüllten 24-Harnbehälter gemeinsam mit dieser ausgefüllten Anleitung alsbald zurück in IHR LABOR.